

A-dec® 維護核對清單

為每位病人治療過後

- 清潔，潤滑並消毒牙科手機
- 使用超音波噴槍尖嘴並消毒
- 擦拭及沖洗牙科手機導管
- 針對口腔牙科手術程序，沖洗真空管線
- 清潔/消毒接觸及傳導表面
- 更換所有隔離材料

每日一次/按需

- 在每個替換水瓶中加入 A-dec ICX®†
(零件編號請參見表 3)
- 沖洗痰盂一分鐘
- 清潔痰盂和痰盂沖洗篩
- 使用 A-dec 抽真空清潔劑沖洗真空管線† (零件編號請參見表 3)

每週一次/按需

日期

- 使用溫和的洗潔精和清水清潔治療椅和牙醫座椅包面
- 清潔□□□□□ (HVE) 和排涎器閥
- 每週兩次，檢□□□□□□□□□□
- 維護集油器
- 潤滑牙科手機吸盤
- 確認牙科手機牙鑽運轉順滑
- 使用溫和的洗潔精和清水清潔口腔燈燈罩
- 如適用，更換口腔燈 Medicom® SafeShield™ 的隔離材料

每月一次

日期

- 測試牙科裝置用水的 CFU 水平，並根據需要使用 A-dec ICX Renew® 或 Restore® 處理水管線路 (零件編號請參見表 3)
- 檢□□□□□□□□□□ ○ 形環；如有磨損/損壞請即更換
- 潤滑水瓶、□□□□□ (HVE) 和排涎器 ○ 形環

每年一次

日期

- 請聯絡本地授權 A-dec 經銷商安裝年度預防維護套組 (零件編號請參見表 1)
- 更換所有牙科手機和電動馬達 ○ 形環 (零件編號請參見表 2)

*如需詳細的維護步驟，請參□□□□□ 《使用指引》，或瀏覽 www.a-dec.com/resource-center 的 A-dec 資源中心。

†如需詳細的水管線路維護資訊，請參□□□□□ 《水管線路維護指南》 (零件編號 85.0983.07)，或瀏覽

www.a-dec.com/resource-center 的 A-dec 資源中心。

A-dec 牙科設備為長久使用而設計製造。透過定期檢□□□□□□□□保效能符合預期。

表 1 : A-dec 維護零件和套組

項目	零件編號
矽潤滑劑 (5.3 oz 管)	98.1120.00
沖洗篩夾 (A-dec 300/500), 10 件	11.1284.01
噴槍尖嘴, 5 件	23.0872.01
A-dec 500/300 年度預防維護套組	90.1835.00
Performer®/Cascade®/200 年度預防維護套組	90.1836.00
A-dec 500B 5 年預防維護套組	90.1870.00
A-dec 500A Surf (V2) 5 年預防維護套組	90.1874.00
A-dec 500A Surf (V1) 5 年預防維護套組	90.1873.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (V2) 5 年預防維護套組	90.1872.00
A-dec 500A White/A-dec 300 (v1) 5 年預防維護套組	90.1871.00
Cascade/Decade®/Performer 5 年預防維護套組	90.1875.00
A-dec 200/Performer B (V1) 5 年預防維護套組	90.1876.00
A-dec 200/Performer B (V2) 5 年預防維護套組	90.1877.00

表 2 : A-dec 501 電動馬達 O 形環

項目	零件編號
O 形環, 馬達嵌座, 藍色	54.0803.00
O 形環, 馬達嵌座, 黑色	54.0804.00
O 形環, 馬達導管接頭	54.0805.00

表 3 : 用於保養 A-dec 360 牙科供水線 (DUWL) 和抽真空系統的□□□□

用途	項目	零件編號
抽真空系統	抽真空系統清潔劑, 33 oz 瓶	91.0060.01
抽真空系統	抽真空系統清潔劑, 128 oz 瓶	91.0061.01
DUWL 日常保養	ICX 淨水片劑, 0.7 L (50 單位)	91.1064.01
DUWL 日常保養	ICX 淨水片劑, 2 L (50 單位)	90.1065.01
DUWL 加藥處理	ICX Renew, 盒裝 9 次用量	90.1691.01
DUWL 加藥處理	ICX Restore, 盒裝 9 次用量 (限加拿大)	90.1821.01

更多附件和更換配件資訊, 請垂詢 A-dec 授權經銷商。

