

Lista de verificación para el mantenimiento del equipo A-dec®

Después de cada paciente

- Limpie, lubrique y esterilice las piezas de mano
- Limpie las puntas de las jeringas con equipo ultrasónico y esterilícelas
- Limpie y purgue el tubo de la pieza de mano
- Para los procedimientos de cirugía oral, purgue la tubería de vacío
- Limpie/desinfecte las superficies de contacto y de transmisión
- Reemplace todas las barreras

Mantenimiento diario/cuando sea necesario

- Agregue A-dec ICX® en cada reabastecimiento de la botella de agua† (consulte la Tabla 3 para ver los números de pieza)
- Purgue la escupidera durante un minuto
- Limpie el tazón de la escupidera y el filtro del tazón
- Purgue las tuberías de vacío con el limpiador del sistema de evacuación de A-dec† (consulte la Tabla 3 para ver los números de pieza)

Mantenimiento semanal/cuando sea necesario

Fecha

- Limpie el tapizado del sillón y del taburete con agua y un líquido lavavajillas suave
- Limpie el sistema de evacuación de alto volumen (HVE) y las válvulas del eyector de saliva
- Dos veces a la semana, controle y haga el mantenimiento del colector de sólidos
- Mantenga en buen estado el colector de aceite
- Lubrique los portabrocas de las piezas de mano
- Verifique que la fresa de la pieza de mano gire con facilidad
- Limpie la protección de la lámpara dental con agua y un líquido lavavajillas suave
- Si corresponde, reemplace la cubierta de la lámpara dental Medicom® SafeShield™

Mantenimiento mensual

Fecha

- Revise el nivel de CFU del agua de la unidad dental y realice el tratamiento de choque de los conductos del agua con A-dec ICX Renew® o Restore®, según sea necesario (consulte la Tabla 3 para ver los números de pieza)
- Controle todas las piezas de mano, los motores y las juntas tóricas; reemplácelos si están desgastados o dañados
- Lubrique las juntas tóricas del eyector de saliva, del HVE y de la botella de agua

Mantenimiento anual

Fecha

- Comuníquese con el distribuidor local autorizado de A-dec para la instalación del kit de mantenimiento preventivo anual (consulte la Tabla 1 para ver los números de pieza)
- Reemplace todas las juntas tóricas de los motores y las piezas de mano (consulte la Tabla 2 para ver los números de pieza)

*Para obtener información detallada sobre los pasos para el mantenimiento, consulte las *Instrucciones de uso* que se proporcionan con el equipo o visite el Centro de recursos de A-dec en www.a-dec.com/resource-center.

†Para ver las instrucciones detalladas para el mantenimiento de los conductos del agua, consulte la *Guía de mantenimiento de conductos del agua* (núm. de pieza 85.0983.27) que se proporciona con el equipo o visite el Centro de recursos de A-dec en www.a-dec.com/resource-center.

Tabla 1: Kits y piezas de mantenimiento de A-dec

Artículo	Número de pieza
Lubricante de silicona (tubo de 5,3 oz)	98.1120.00
Filtro (A-dec 300/500), 10 paquetes	11.1284.01
Puntas de jeringas, 5 paquetes	23.0872.01
Kit de mantenimiento preventivo anual A-dec 500/300	90.1835.00
Kit de mantenimiento preventivo anual Performer®/Cascade®/200	90.1836.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500B	90.1870.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A Surf (V2)	90.1874.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A Surf (V1)	90.1873.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A White/A-dec 300 (V2)	90.1872.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 500A White/A-dec 300 (v1)	90.1871.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años Cascade/Decade®/Performer	90.1875.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 200/Performer B (V1)	90.1876.00
Kit de mantenimiento preventivo de 5 años A-dec 200/Performer B (V2)	90.1877.00

Tabla 2: Juntas tóricas del motor eléctrico A-dec 501

Artículo	Número de pieza
Junta tórica, acople del motor, color azul	54.0803.00
Junta tórica, acople del motor, color negro	54.0804.00
Junta tórica, conexión del conducto del motor	54.0805.00



Tabla 3: Productos A-dec 360 recomendados para el mantenimiento de los conductos de agua de la unidad dental (DUWL) y los sistemas de evacuación

Uso	Artículo	Número de pieza
Sistema de evacuación	Limpiador del sistema de evacuación, botella de 33 oz	91.0060.01
Sistema de evacuación	Limpiador del sistema de evacuación, botella de 128 oz	91.0061.01
Mantenimiento diario de los DUWL	Pastillas para los conductos del agua ICX, 0,7 l (50 unidades)	91.1064.01
Mantenimiento diario de los DUWL	Pastillas para los conductos del agua ICX, 2 l (50 unidades)	90.1065.01
Tratamiento de choque para los	ICX Renew, caja de 9 aplicaciones	90.1691.01
Tratamiento de choque para los	ICX Restore, caja de 9 aplicaciones (solo para Canadá)	90.1821.01

Comuníquese con un distribuidor autorizado de A-dec para conocer más opciones de piezas de reemplazo y accesorios.