

Профилактическое техническое обслуживание оборудования A-dec

Компания A-dec рекомендует проводить профилактическое техническое обслуживание ежегодно или после 1500 часов клинического использования.

Кресло	Примечания
<input type="checkbox"/> Используйте сенсорную панель (при наличии) и педальный переключатель (при наличии) для проверки работы подъемного и наклонного механизма кресла и программируемых функций. Дайте рекомендации о необходимом ремонте или замене частей.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте все стопорные пластины/переключатели оборудования и функцию блокировки кресла (при наличии), чтобы убедиться в их правильном функционировании.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте диапазон перемещения и при необходимости отрегулируйте пределы, чтобы свести к минимуму возможность повреждения из-за столкновений.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте наличие утечки гидравлической жидкости.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте уровень гидравлической жидкости в резервуаре и долейте, если это необходимо.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте гидравлический цилиндр на наличие скрипа или других нехарактерных звуков (например, от трения гидравлических шлангов о крышки) и отрегулируйте его при необходимости.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение скользящей рейки подголовника.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте и при необходимости откорректируйте работу поворотного тормоза (при наличии).	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение подлокотников (если применимо).	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте состояние обивки и порекомендуйте произвести замену, если необходимо.	_____

Модуль врача	Примечания
<input type="checkbox"/> Проверьте трубки на наличие повреждений, трещин или огрубевших мест и порекомендуйте произвести замену, если необходимо.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте состояние кольцевых уплотнителей соединителей наконечников и выдайте необходимые рекомендации по ремонту.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте состояние клапана контрольного блока. Заменяйте кольцевые уплотнители штока клапана каждые пять лет или чаще, если это необходимо.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте давление в наконечниках и при необходимости отрегулируйте его в соответствии с техническими характеристиками изготовителя.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте напряжение в оптоволоконных кабелях (при наличии) и при необходимости отрегулируйте в соответствии с техническими характеристиками изготовителя наконечников.	_____
<input type="checkbox"/> Только для модуля врача Continental: проверьте движение модуля верхней подачи наконечников и при необходимости отрегулируйте натяжение.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение рейки держателя наконечников (при наличии).	_____
<input type="checkbox"/> Замените кольцевые уплотнения пистолета и сборку клапана с кнопочным управлением, смажьте силиконовой смазкой A-dec и убедитесь в правильности функционирования.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте работу системы промывки наконечников.	_____
<input type="checkbox"/> Проверьте работу воздушного тормоза (при наличии) и натяжение пружины подвижного кронштейна (при наличии) и при необходимости выполните регулировку.	_____

Модуль врача (продолжение)

- Проверьте скопление масла и воды в масляном коллекторе, при необходимости замените и прочистите сетку.
- Проверьте уплотнительную шайбу или кольцевые уплотнения автономной бутылки для воды, при необходимости замените их и смажьте кольцевые уплотнения силиконовой смазкой A-dec.
- Проверьте протокол технического обслуживания и последней проверки системы циркуляции воды стоматологической установки, чтобы убедиться, что уровень КОЕ не превышает предельно допустимую концентрацию. См. *руководство по техническому обслуживанию системы циркуляции воды A-dec* (номер по каталогу 85.0983.10), чтобы дать клиенту необходимые рекомендации.

Педаль управления

Примечания

- Проверьте состояние трубок педали управления.
- Проверьте кольцевое уплотнение и декоративное кольцо, замените их при необходимости, смажьте кольцевые уплотнения силиконовой смазкой A-dec и убедитесь, что они функционируют должным образом.
- Заменяйте диафрагму каждые пять лет или чаще, если это необходимо.
- Только для рычажной педали управления: очистите или замените педаль при необходимости.

Рабочее место ассистента и вакуумная установка

Примечания

- Осмотрите трубки вакуумной установки на предмет повреждений или утечек и порекомендуйте их заменить, если это необходимо.
- Проверьте трубки на предмет повреждений или трещин и при необходимости порекомендуйте заменить их.
- Замените кольцевые уплотнения пистолета и сборку клапана с кнопочным управлением, смажьте силиконовой смазкой A-dec и убедитесь в правильности функционирования.
- Замените кольцевые уплотнения отсоса высокой производительности и спиноотсоса, смажьте силиконовой смазкой A-dec и убедитесь в правильности функционирования.
- Замените кольцевые уплотнения в вакуумном контейнере, трубках и сборке клапана. Смажьте силиконовой смазкой A-dec и убедитесь в правильности функционирования.
- Осмотрите мембрану коллектора твердых частиц. Замените одноразовую мембрану или очистите многоразовую и порекомендуйте произвести замену, если это необходимо.
- Проверьте кольцевое уплотнение крышки коллектора твердых частиц и кольцевое уплотнение соединительного узла и замените их при необходимости.
- Проверьте работу сепаратора амальгамы (если он установлен), а также уровень амальгамы.
- Проверьте, используется ли очиститель вакуумной системы, и дайте необходимые рекомендации.
- Проверьте работу нижнего опорного держателя и выключателя заднего опорного звена (при наличии).

Стоматологический светильник

Примечания

- Проверьте работу выключателя и элементов управления, в том числе срабатывание автоматического включения/выключения стоматологического светильника с помощью элементов управления предустановленного положения кресла.
- Проверьте все настройки интенсивности/режима и элементов управления.
- Только для галогенных светильников: убедитесь, что тумблер прочно установлен и при необходимости затяните зажимную гайку.
- Проверьте, надежно ли закреплены рукоятки светильника.

Стоматологический светильник (продолжение)

Примечания

- Проверьте экран лампы на предмет трещин и износа. Замените его при необходимости.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень натяжения по каждой оси вращения головки светильника.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение пружины по оси вертикального движения кронштейна светильника.
- Проверьте, чтобы ограничители вращения находились на месте, и отрегулируйте их при необходимости.
- Только для галогенных светильников: проверьте наличие запасной лампы.

Плевательница

Примечания

- Проверьте трубки на предмет повреждений или трещин и при необходимости порекомендуйте заменить их.
- Проверьте функциональность и время наполнения и смыва чаши и при необходимости отрегулируйте согласно предпочтениям клиента.
- Проверьте кольцевые уплотнения на трубке наполнения и смыва чаши, при необходимости замените и смажьте кольцевые уплотнения силиконовой смазкой A-dec.
- Прочистите и промойте дренаж, проверьте правильность его работы и убедитесь, что дренажный клапан функционирует.
- Проверьте дренажный канал плевательницы на наличие утечек и при необходимости порекомендуйте провести ремонт.
- Проверьте работу концевого выключателя плевательницы.

Напольная коробка

Примечания

- Замените воздушные и водные фильтры.
- Замените диафрагмы регулятора воздуха и воды.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень давления входящего потока воздуха и воды.
- Проверьте наличие утечек воздуха и воды.
- Проверьте трубки на наличие повреждений, трещин или огрубевших мест.
- Проверьте входящий поток воздуха, чтобы убедиться, что в модуль врача подается чистый и сухой воздух. Проверьте влагоотделители в напольной распределительной коробке и компрессоре и замените фильтры влагоотделителей при необходимости.

Прочее

Примечания

- Проверьте функциональность всех кнопок сенсорной панели.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение при наклоне крепления монитора.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение пружины для вертикальной оси движения крепежного кронштейна монитора (при наличии).
- Проверьте все шарниры кронштейна на предмет правильного натяжения и отрегулируйте при необходимости.
- Проверьте и при необходимости отрегулируйте уровень кронштейнов, модуля врача и кювет.
- Проверьте зажимы и отрегулируйте их при необходимости.
- Проверьте правильность расположения крышек и отрегулируйте при необходимости.

Другое (продолжение)

Примечания

- Проверьте работу стула, включая вращение роликов и работу газового подъемника, а также удостоверьтесь в отсутствии посторонних шумов.
- Проверьте состояние обивки стула.
- При необходимости закрасьте краской царапины, глубина которых доходит до металла.
- Убедитесь, что персонал знает, где находятся все инструкции по эксплуатации оборудования.
- Сообщите обо всех частях, требующих ремонта, и составьте смету в соответствии с необходимостью.
- При необходимости проведите для персонала инструктаж по правильному техническому обслуживанию оборудования и обращению с ним.

Проверка

Примечания

- Проверьте *контрольный лист технического обслуживания оборудования A-dec* (номер по каталогу 86.0600.10) вместе с персоналом, чтобы убедиться, что плановое техобслуживание проводится в соответствии с требованиями. Если обивка повреждена из-за применения химических веществ при очистке, порекомендуйте клиенту ознакомиться с *руководством по уходу за обивкой A-dec* (номер по каталогу 86.0501.10). Отметьте пункты контрольного листа, которые вы только что выполнили в рамках этого профилактического технического обслуживания.

Врач/клиника: _____

Технический специалист: _____

Адрес: _____

Дата обслуживания: _____

Стоматологический кабинет: _____

Проверено в присутствии врача/клиента:

Подпись и дата

Врач/клиент не может проверить контрольный лист.

Дополнительные комментарии/
рекомендации: _____



Центральные офисы компании A-dec

Тел.: 1-800-547-1883 на территории США/Канады
Тел.: 1-503-538-7478 за пределами США/Канады

Представительство компании A-dec в Китае

Тел.: +1-503-538-7478

Представительство компании A-dec в Австралии

Тел.: 1-800-225-010 на территории Австралии
Тел.: +61 (0) 2-8332-4000 за пределами Австралии

Представительство компании A-dec в Соединенном Королевстве

Тел.: 0800.ADEC.UK (233285) на территории Соединенного Королевства
Тел.: +44 (0) 24-7635-0901 за пределами Соединенного Королевства

86.0643.10 Rev B
© A-dec Inc., 2016
Все права защищены.