

Σύστημα παροχής (συνέχεια)

- Ελέγξτε για συσσώρευση ελαίου ή νερού στον συλλέκτη ελαίου, αντικαταστήστε τον μετρητή και καθαρίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τη ροδέλα σφράγισης ή τους δακτυλίους O της αυτόνομης φιάλης νερού, αντικαταστήστε όπως είναι απαραίτητο και λιπάνετε τους δακτυλίους O με λιπαντικό σιλικόνης A-dec.
- Εξετάστε το πρωτόκολλο συντήρησης των αγωγών νερού της οδοντιατρικής μονάδας του πελάτη και την πιο πρόσφατη δοκιμή των αγωγών νερού, για να διασφαλίσετε ότι η μέτρηση αποικιών ανά μονάδα (CFU) είναι κάτω από το επίπεδο λήψης μέτρων. Ανατρέξτε στον *Οδηγό συντήρησης αγωγών νερού A-dec* (α/π 85.0983.12) για να συμβουλευθείτε τον πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες.

Ποδοδιακόπτης

Σημειώσεις

- Ελέγξτε την κατάσταση της σωλήνωσης του ποδοδιακόπτη.
- Επιθεωρήστε τον δακτύλιο O και τη στεφάνη λείανσης, αντικαταστήστε όπως είναι απαραίτητο, λιπάνετε τους δακτυλίους O με το λιπαντικό σιλικόνης A-dec και ελέγξτε αν λειτουργούν σωστά.
- Αντικαθιστάτε το διάφραγμα κάθε πέντε έτη ή πιο συχνά αν χρειάζεται.
- Μόνο για ποδοδιακόπτη μοχλού: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα πόδια, ανάλογα με τις ανάγκες.

Εξοπλισμός βοηθού και αναρρόφηση

Σημειώσεις

- Επιθεωρήστε τη σωλήνωση αναρρόφησης για τυχόν ζημιές ή διαρροές και προτείνετε αντικατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε για την ύπαρξη κατεστραμμένης ή εύθραυτης σωλήνωσης και προτείνετε την αντικατάστασή της αν είναι απαραίτητο.
- Αντικαταστήστε τους δακτυλίους O των συρίγγων και τις διατάξεις κουμπιών-βαλβίδων, λιπάνετε με λιπαντικό σιλικόνης A-dec και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία τους.
- Αντικαταστήστε τους δακτυλίους O της διάταξης εκκένωσης μεγάλου όγκου (HVE) και της σιελαντλίας, λιπάνετε με λιπαντικό σιλικόνης A-dec και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία τους.
- Αντικαταστήστε τους δακτυλίους O στον κύλινδρο αναρρόφησης, τη σωλήνωση και τις διατάξεις βαλβίδων. Λιπάνετε με λιπαντικό σιλικόνης A-dec και επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία τους.
- Επιθεωρήστε τη σήτα του συλλέκτη αμαλγάματος. Αντικαταστήστε την αναλώσιμη σήτα ή καθαρίστε την επαναχρησιμοποιήσιμη σήτα και προτείνετε αντικατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τον δακτύλιο O του καλύμματος του συλλέκτη αμαλγάματος και τους δακτυλίους O των συνδέσεων και αντικαταστήστε τους ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του διαχωριστή αμαλγάματος όπου είναι εγκατεστημένος, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων αμαλγάματος.
- Ελέγξτε ότι χρησιμοποιείται καθαριστικό για το σύστημα αναρρόφησης και δώστε συμβουλές, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του ανασταλτικού διακόπτη του κεντρικού βραχίονα υποστήριξης και του πίσω συνδέσμου υποστήριξης (αν υπάρχει).

Οδοντιατρικός προβολέας

Σημειώσεις

- Ελέγξτε τη λειτουργία του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) και των χειριστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οδοντιατρικού προβολέα από τα προρρυθμισμένα χειριστήρια θέσης της έδρας.
- Ελέγξτε όλες τις ρυθμίσεις και τα χειριστήρια για την ένταση/τον τρόπο λειτουργίας.
- Μόνο για λυχνίες αλογόνου: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης εναλλαγής είναι εγκατεστημένος με ασφάλεια και σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τις λαβές του προβολέα για να βεβαιωθείτε ότι έχουν προσαρτηθεί σωστά.

Οδοντιατρικός προβολέας (συνέχεια)

Σημειώσεις

- Ελέγξτε το κάλυμμα φωτισμού για τυχόν ρωγμές και ενδείξεις φθοράς. Αντικαταστήστε το, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε την τάση για κάθε άξονα περιστροφικής κίνησης της διάταξης της κεφαλής προβολέα και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε την τάση του ελατηρίου για την κατακόρυφη κίνηση του βραχίονα του προβολέα και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε ότι οι αναστολές περιστροφικής κίνησης βρίσκονται στη θέση τους και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Μόνο για λυχνίες αλογόνου: Ελέγξτε ότι υπάρχει εφεδρικός λαμπτήρας.

Πτυελοδοχείο

Σημειώσεις

- Ελέγξτε για την ύπαρξη κατεστραμμένης ή εθθρυπητής σωλήνωσης και προτείνετε την αντικατάστασή της αν είναι απαραίτητο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία και τον χρόνο πλήρωσης του ποτηριού και έκπλυσης της λεκάνης, και ρυθμίστε ανάλογα με την προτίμηση του πελάτη, όπως είναι απαραίτητο.
- Επιθεωρήστε τους δακτυλίους Ο των κρουστών πλήρωσης ποτηριού και έκπλυσης λεκάνης, αντικαταστήστε όπως είναι απαραίτητο και λιπάνετε τους δακτυλίους Ο με λιπαντικό σιλικόνης A-dec.
- Καθαρίστε και εκπλύνετε την παροχέτευση, ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά και βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα της παροχέτευσης λειτουργεί επίσης σωστά.
- Ελέγξτε για διαρροές στη γραμμή παροχέτευσης του πτυελοδοχείου και συμβουλευτείτε αν χρειάζονται εργασίες επιδιόρθωσης, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του οριακού διακόπτη του πτυελοδοχείου.

Κουτί δαπέδου

Σημειώσεις

- Αντικαταστήστε τα φίλτρα αέρα και νερού.
- Αντικαταστήστε τα διαφράγματα των ρυθμιστών αέρα και νερού.
- Ελέγξτε την πίεση του εισερχόμενου αέρα και νερού, και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε για διαρροές αέρα και νερού.
- Ελέγξτε για την ύπαρξη κατεστραμμένης, εθθρυπητής ή άκαμπτης σωλήνωσης.
- Ελέγξτε τον εισερχόμενο αέρα, ώστε να διασφαλίσετε ότι παρέχεται καθαρός και στεγνός αέρας στο σύστημα παροχής. Ελέγξτε τους διαχωριστές υγρασίας στο κουτί δαπέδου και τον συμπιεστή και αντικαταστήστε τα φίλτρα των διαχωριστών υγρασίας, ανάλογα με τις ανάγκες.

Άλλες ενέργειες

Σημειώσεις

- Δοκιμάστε τη λειτουργία όλων των κουμπιών του ηλεκτρολογίου αφής.
- Ελέγξτε την τάση κλίσης του στηρίγματος προσαρμογής οθόνης και ρυθμίστε τη, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε την τάση του ελατηρίου για την κατακόρυφη κίνηση του βραχίονα του στηρίγματος προσαρμογής οθόνης (αν υπάρχει) και ρυθμίστε τη, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε ότι η τάση είναι σωστή σε όλα τα σημεία άξονα του βραχίονα και ρυθμίστε τη, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Ελέγξτε το επίπεδο των βραχιόνων, του συστήματος παροχής και των δίσκων, και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.
- Επιθεωρήστε και ρυθμίστε τις διατάξεις συγκράτησης, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Επιθεωρήστε τα καλύμματα για να επιβεβαιώσετε τη σωστή εφαρμογή τους, και ρυθμίστε ανάλογα με τις ανάγκες.

Άλλες ενέργειες (συνέχεια)

Σημειώσεις

- Ελέγξτε τη λειτουργία του σκαμνιού, μαζί με την περιστροφή των τροχών και τη λειτουργία του πνευματικού ανυψωτικού μηχανισμού, και ελέγξτε αν ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι.
- Ελέγξτε την κατάσταση της ταπετοαρίας του σκαμνιού.
- Καλύψτε τυχόν γρατζουνιές στα μεταλλικά μέρη με βαφή, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό γνωρίζει πού βρίσκονται όλες οι οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού.
- Αναφέρετε τυχόν επιδιορθώσεις που απαιτούνται και παρέχετε τις αντίστοιχες προσφορές, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Αν χρειάζεται, δώστε οδηγίες στο προσωπικό σχετικά με τη σωστή συντήρηση και λειτουργία.

Έλεγχος

Σημειώσεις

- Ελέγξτε τη *Λίστα ελέγχου συντήρησης εξοπλισμού* (α/π 86.0600.12) της A-dec μαζί με το προσωπικό, για να διασφαλίσετε ότι οι εργασίες συντήρησης ρουτίνας πραγματοποιούνται όπως απαιτείται. Αν η ταπετοαρία έχει υποστεί ζημιά από χημικούς καθαριστικούς παράγοντες, παραπέμψτε τον πελάτη στον *Οδηγό συντήρησης ταπετοαρίας* (α/π 86.0501.12) της A-dec. Σημειώστε τις εργασίες της λίστας ελέγχου που μόλις ολοκληρώσατε στο πλαίσιο αυτής της προληπτικής συντήρησης.

Ιατρός/Κλινική: _____

Διεύθυνση: _____

Οδοντιατρείο: _____

Τεχνικός σέρβις: _____

Ημερομηνία σέρβις: _____

Ελέγχθηκε με τον ιατρό/πελάτη: _____

Υπογραφή και ημερομηνία

Ο ιατρός/πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για έλεγχο της λίστας ελέγχου

Πρόσθετα σχόλια /
Συστάσεις: _____



Κεντρικά γραφεία της A-dec

Τηλ: 1.800.547.1883 εντός ΗΠΑ/Καναδά
Τηλ: 1.503.538.7478 εκτός ΗΠΑ/Καναδά

A-dec Κίνας

Τηλ.: +1.503.538.7478

A-dec Αυστραλίας

Τηλ: 1.800.225.010 εντός Αυστραλίας
Τηλ: +61 (0)2 8332 4000 εκτός Αυστραλίας

A-dec Ηνωμένου Βασιλείου

Τηλ: 0800 ADECUK (233285) εντός Ηνωμένου Βασιλείου
Τηλ: +44 (0) 24 7635 0901 εκτός Ηνωμένου Βασιλείου

86.0643.12 Rev B

Πνευματικά δικαιώματα 2016 A-dec Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.