

A-dec® 400

a dec®



Odlišný přístup společnosti A-dec

Můžete se spolehnout, že produkty společnosti A-dec budou stále fungovat, můžete se tedy soustředit na to nejdůležitější: *na pacienta*.

Eliminujte prostoje. Udržujte nízké provozní náklady. Očekávejte trvalý výkon.

Žádný jiný výrobce zubařského vybavení nevěnuje tolik péče výzkumu, návrhu, vytváření a podpoře svých produktů. Proto si stomatologové, školy zubního lékařství a kliniky na celém světě vybírají společnost A-dec.



Podpořeno 5letou zárukou.







Dostupnost, odolnost, styl

Provedení křesla A-dec 400 nabízí ve spojení s jeho funkčností méně složitosti a více elegance za příznivou cenu. Ergonomický přístup k ústní dutině tu není na úkor pohodlí pacienta.

A když přidáte robustní konstrukci, moderní styl a možnost ovládání levou i pravou rukou, máte systém, který je z dlouhodobého hlediska tím nejlepším na trhu.

Křeslo A-dec 400 je ukázkou promyšleného přístupu k návrhu stomatologického systému.



Legendární spolehlivost

Chytré technické řešení. Funkce zmírňující únavu. Ověřená spolehlivost. Návrhářskou filozofií společnosti A-dec je inovovat, nikoli komplikovat. S křeslem A-dec 400 investujete do pohodlí. Každý den, po mnoho let.

Stoprocentní pohodlí

Pohodlí pacienta výrazně snižuje jeho úzkost. Křeslo A-dec 400 je navrženo tak, aby se pacient cítil pohodlně.

Praktický čep: Synchronizuje pohyb křesla s anatomí a pohybem pacienta.

Opěrka hlavy s dvojitým kloubem: Lze ji snadno nastavit do polohy, která bude pro pacienta optimální.

Opěrky pro ruce s dvěma polohami: Zajišťují pohodlnou oporu pro ruce a díky robustní nosné konstrukci zároveň umožňují pacientovi snadno nasednout a sesednout.

Nakloněná podnožka: Poskytuje pacientovi pohodlnou oporu dolní části nohou.

Příjemné čalounění: Oba styly čalounění – elegantní bezešvé i luxusní prošívané – jsou k dispozici v celé řadě módních barev.













Zajištění zdravých pracovních podmínek

Chcete-li dlouho a produktivně vykonávat své povolání, je důležité, abyste se při práci cítili pohodlně. Proto je křeslo A-dec 400 navrženo tak, aby mohl být váš pohyb plynulý a ergonomicky přirozený.

Mimořádně tenká a flexibilní opěrka zad: Pacient si může pohodlně sednout a hlavu mít opřenou o opěrku hlavy s dvojitým kloubem a vy k němu přitom máte díky tenkému profilu optimální přístup, protože si můžete kolena vsunout pod křeslo. Tato kombinace vznikla na základě dlouholeté zkušenosti a umožňuje vám dosáhnout lepší polohy a zároveň mít lepší přístup do ústní dutiny.


Nízká dolní poloha základny: Umožňuje lékaři pohodlně pracovat bez ohledu na jeho výšku.

Ergonomické možnosti stomatologického unitu: Násadce a doplňky máte na dosah ruky. Nemusíte tedy dělat zbytečné pohyby a můžete se soustředit na práci.





A-dec 400 – univerzálnost, pověstná spolehlivost



Křeslo A-dec 400 je stejně jako všechny ostatní produkty společnosti A-dec navrženo tak, aby stomatologickému týmu umožňovalo snadný přístup, aby se v něm pacient cítil mimořádně pohodlně a aby vydrželo roky spolehlivě fungovat.

Vyšší produktivita díky možnosti ovládní pravou nebo levou rukou: Díky konfiguraci umožňující ovládní pravou i levou rukou lze vyhovět různým preferencím lékařů. Stomatologický unit a podpůrné rameno typu Radius se rychle a snadno otáčejí okolo křesla a nabízejí tak plnou použitelnost pro praváky i leváky.

Vnitřní ochrana před infekcemi: Stomatologický unit je vybaven řídicím blokem, který byl navržen s ohledem na zdraví pacienta a bezproblémový provoz. Je minimalizováno zadržování stojaté vody. Voda cirkuluje při každé aktivaci násadce.

Systém údržby rozvodu vody s uzavřeným okruhem: Při výrobě hadiček A-dec se používá antimikrobiální přísada AlphaSan®, která zajišťuje ochranu před zápachem, nepříjemnou chutí a opotřebením. Vnitřní nasávací hadička dvoulitrové láhve a systém rychlého odpojení usnadňují vyjmutí a výměnu láhve a také snižují riziko křížové kontaminace.

Kompletně pro obě ruce

Konfiguraci si můžete vybrat podle toho, jak chcete pracovat. Stomatologické unity lze připevnit z čela křesla nebo z boční či zadní strany, a to ke skřínce nebo ke stěně. Pro ovládní pravou nebo levou rukou lze upravit také nástroje asistenta. K dispozici je pro ně krátké nebo dlouhé rameno.





Bezproblémová integrace

Zubařské křeslo A-dec 400 a stomatologický unit A-dec 300 nabízejí dokonalé spojení kompaktní ovladatelnosti a originálního stylu. Stomatologický unit A-dec 300 je napohled malý, ve skutečnosti však velký.

Snadné, inteligentní ovládání: Kombinace ovládacího panelu Deluxe a nožního ovladače unitu A-dec 300 poskytuje efektivní ovládání funkcí násadců, integrovaného příslušenství, zubařského křesla a operačního světla. Můžete přednastavit intraorální kameru, ultrazvukový scaler, polymerizační lampu a až dva elektromotory.

Možnost upgradu v budoucnosti: Platforma stomatologického unitu umožňuje integrovat nejnovější klinické produkty a vyhovuje technologiím budoucnosti.

Brzda flexibilního ramena ovládaná tlačítkem (u určitých modelů): Polohu stomatologického unitu je možné zajistit v požadované výšce pro optimálně pohodlné a ergonomické používání.

Unit přesně podle vašich potřeb

Mějte všechny násadce a doplňky právě tam, kde je potřebujete. K dispozici jsou stomatologické unity typu Continental® nebo Traditional.



Možnosti křesla A-dec 400

Stomatologické unity

K dispozici jsou čtyři možnosti ergonomického vedení násadců a příslušenství: unity A-dec 300 Traditional a Continental připevněné ke křeslu, unit A-dec 500 12-O'clock, duální, připevněný ke skříňce a postranní stomatologický unit.

Operační světlo

Ať už zvolíte světlo A-dec 300 nebo 500 LED, získáte vyváženou intenzitu a rovnoměrně osvětlenou plochu bez rušivých stínů. Světlo A-dec se při sklopení křesla automaticky zapne a při nastavení křesla do polohy pro nasednutí/sesednutí se automaticky vypne.

Nástroje asistenta připevněné ke křeslu

K dispozici jsou provedení s krátkým a dlouhým ramenem a s integrovaným ovládacím panelem. Je možné vybrat jeden držák se 3 nebo 4 polohami nebo duální dvupolohový držák.

Konzola monitoru

Dvojitým otočným ramenem jsou vedeny kabely HDMI a napájecí kabely. Konzola monitoru na straně bloku podpory se otáčí o 430° a naklání o 85°, takže umožňuje sledování z polohy vsedě i vleže na zádech.

Plivátko

Je vyrobeno ze skelné keramiky odolné proti znečištění. Otáčení o $\pm 90^\circ$ usnadňuje pacientovi přístup. Funkce časovaného plnění kelímku a oplachu misky lze programovat na ovládacím panelu.



Bezešvé čalounění



Když vytváříte prostředí podle svých představ, hrají barvy důležitou roli. Proto společnost A-dec nabízí na výběr celou škálu barev a možností umožňujících sladit bezešvé a prošívané čalounění.



**Vzorky si můžete objednat na adrese
a-dec.com/InspireMe**

Prošívané čalounění



Skutečné barvy se mohou lišit. Vzorky barev a nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec.

Technické údaje

Zubařské křeslo A-dec 411

Rozsah výšky zdvihu	349 až 800 mm (13,75 až 31,5 palců), dolní poloha 375 mm (14,75 palců) se dvěma montážními pozicemi
Celková délka při maximálním rozložení	1 829 mm (72 palců)
Tenká flexibilní opěrka zad	25 mm (1 palec)
Otočný čep křesla	60° (30° na každou stranu od středu)
Možnost pravostranného i levostranného použití	Ano
Posuvná opěrka hlavy s dvojitým kloubem	Ano
Integrované 300W napájení	Ano
Ruční ovládání nebo nožní ovladač	Obojí
Systém pohonu	Hybridní pohon (elektromechanický náklon, hydraulická základna)
Možnosti čalounění	Prošívané nebo bezešvé
Možnosti konzoly monitoru	Světlo, rameno monitoru

Stomatologické unity

	A-dec 500 12 o'clock	A-dec 500, postranní	A-dec 300
Řídicí blok	4polohový	4polohový	Standardně 3polohový, volitelně 4polohový
Konverze na levostranné nebo pravostranné použití	Ano	Ne	Ano
Počet poloh na držáku násadců	4	4	4
Rukojeti brzdy	-	1	Standardně 1, volitelně 2
Ovládací panel Deluxe	Ano	Ano	Ano
Čtyřzdrojové napájení intraorálního světla	Standardně	Standardně	Volitelně
Nožní ovladač	Vodní chlazení s výfukem vzduchu nebo páčkou	Vodní chlazení s výfukem vzduchu nebo páčkou	Vodní chlazení, vodní chlazení s výfukem vzduchu nebo páčkou
Vyvážené flexibilní rameno s pneumatickou brzdou	-	Ano	Ano, kromě modelu A-dec 336
Modely	A-dec 541 12 o'clock, duální	A-dec 542, postranní	Vyvážené flexibilní rameno s pneumatickou brzdou A-dec 333 Continental – připevnění typu Radius A-dec 335 Continental – připevnění k systému podpory A-dec 332 Traditional – připevnění typu Radius A-dec 334 Traditional – připevnění k systému podpory Ruční nastavení výšky A-dec 336 Traditional – připevnění typu Radius





Partner pro úspěch



Se společností A-dec získáváte partnera pro svou praxi. Ze sídla společnosti v Newbergu v Oregonu podporujeme globální kanceláře a síť specializovaných prodejců ve více než 100 zemích po celém světě.

Poznejte odlišný přístup společnosti A-Dec: Navštivte stránku a-dec.com/TheDifference a podívejte se, že každý detail řešení společnosti A-dec je zárukou spolehlivé a trvalé investice.



Ředitelství A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 pro USA/Kanadu
Tel: +1.503.538.7478 mimo USA/Kanadu
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Austrálie

Tel: 1.800.225.010 Within v Austrálii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 mimo Austrálii

A-dec China

TTel: 400.600.5434 v rámci Číny
Tel: +86.571.89026088 mimo Čínu

A-dec Velká Británie

Tel: 0800.233285 ve Velké Británii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 mimo Velkou Británii



Zobrazené barvy a produkty se mohou lišit od skutečných materiálů a podléhají změnám bez upozornění. Požádejte prosím autorizovaného prodejce společnosti A-dec, aby vám předvedl přesné vzorky barev a poskytl nejaktuálnější informace o produktech.

Veškeré ochranné známky v tomto dokumentu podléhají právům k ochranným známkám společnosti A-dec, jejich přidružených společností nebo některého z jejich dodavatelů ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

© 2022 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena.
85.0393.11/PP/500/6-22/rev. C