


# Zone performanti

## Seggiolini A-dec 500



### Zone performanti uniche

Il sistema di seduta dinamico dei seggiolini A-dec 500 presenta una struttura flessibile ed ergonomica. La suddivisione in quattro zone performanti singole consente un buon flusso sanguigno verso le gambe, assicurando al contempo alla parte lombare anteriore una postura del torso corretta e salutare durante tutta la giornata.

#### Zona 1 | Molle della seduta flessibili

Le molle flessibili forniscono supporto verticale al bacino, adattandosi nel contempo ai movimenti del corpo, man mano che si cambia posizione nel corso della giornata. Il comfort risulta aumentato dalla morbida schiuma e dalla tappezzeria elastica.

#### Zona 2 | Supporto delle cosce

Quasi tutte le poltrone hanno una struttura rigida che impedisce al sangue di fluire alle gambe e ai piedi. La Zona 2 è concepita per offrire un ulteriore supporto morbido che riduce al minimo i limiti del flusso sanguigno, assicurando il massimo comfort.

#### Zona 3 | Pomello anti-scivolamento

Il posizionamento delle anche sopra le ginocchia con una comoda inclinazione con bacino in avanti (posizione atletica) consente all'area lombare di assumere una postura corretta ed equilibrata. Questa straordinaria funzione aggiunge la protezione anti-scivolamento durante tutta la giornata di lavoro.

#### Zona 4 | Bordo esterno strutturale

I tre isolatori e le due superfici di scorrimento sono montati sullo strato centrale e su quello inferiore all'interno del sistema di seduta dinamico. In questo modo si assicura un supporto appropriato al tessuto più molle, garantendo un comfort continuo e riducendo le aree sensibili.

**a dec**  
reliablecreativesolutions™

© 2015 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati.  
85.0780.04 Rev A