


Performans Bölgeleri

A-dec 500 Tabureleri



Benzersiz Performans Noktaları

A-dec 500 taburenin Dinamik Oturma Özelliği, esnek ve vücut konturlarına uygun bir armatür sunar. Dört ayrı performans bölgesinin ayrılan tasarımı, bacaklara iyi bir kan akışı sağlarken tüm gün boyunca üst ve alt lumbara uygun ve sağlıklı bir duruş kazandırır.

Bölge 1 | Esnek Oturak Yayıları

Esnek yaylar oturak kemikleri için dikey destek sağlar, aynı zamanda gün içinde pozisyon değiştirirken sizinle birlikte hareket eder ve esnerler. Lüks köpük ve esnek döşeme, konforu ve rahatlığı artıran ilave bir katman sağlar.

Bölge 2 | Uyluk Desteği

Birçok koltuk bacaklara ve ayaklara kan akışını azaltan sert bir yapıya sahiptir. Bölge 2, kan akışını minimal düzeyde azaltan ve rahatlığı en üst düzeye çıkaran ekstra yumuşak bir destek sağlar.

Bölge 3 | Kaymayı Engelleyen Yükselti

Kalçayı dizlerin yukarısında konumlandıran, pelvisin öne doğru eğildiği (atletik duruş) rahat bir pozisyon sağlar; sırtın lomber bölgesi için sağlıklı ve dengeli bir duruş oluşturur. Bu ön uç özelliği tüm gün boyunca çalışırken kaymamanızı sağlar.

Bölge 4 | Yapısal Dış Kenar

Üç adet yalıtım alanı ve iki kayan yüzey, Dinamik Oturma Sistemi ile orta katmanı taban katmanının üzerine yerleştirir. Bu sayede yumuşak dokular uygun bir şekilde desteklenir, tüm gün süren bir konfor sağlanırken "hassas noktalar" azaltılmış olur.

a dec
reliablecreativesolutions™

© 2015 A-dec Inc. Tüm hakları saklıdır.
85.0780.15 Rev A