

LED升级



a|dec®

通过升级实现卓越照明

明亮、白净、真实。将您目前的A-dec牙科手术灯灯头更换为新的A-dec LED，不仅快速、轻松而且极为简单。光照度将提高25%以上，但能耗仅为卤素灯所需电力的五分之一。

提高舒适度、性能并降低维护成本。

- 准确地查看颜色，以便更好地进行牙组织诊断
- 获得在5,000开尔文色温下显色指数可达到94的高度白光
- 减少阴影、改善对比度，而且不会造成眼睛疲劳
- 优化整个牙科团队的人机工程学设计
- 借助三个旋转轴及540°的水平旋转范围进行定位
- 在23,000勒克斯的防固化模式下实现防固化照明
- 降低80%的能耗且从此无需再更换灯泡
- 为患者提供舒适的治疗 - 无热辐射或噪音

我是否有资格进行升级？只要您的A-dec牙科手术灯（于1993年之后生产）上带有一个工作屈臂，您即可将其升级到A-dec LED。*

我的新LED是否与我的A-dec触控板兼容？是。通过利用数据通讯系统(DCS)，A-dec触控板允许您选择使用触控板或本地开关来操作牙科手术灯。借助A-dec数据通讯系统(DCS)，您可以打开/关闭电源、在三种亮度中进行选择、激活防固化模式，以及支持治疗椅预设的自动开/关。在没有配置数据通讯系统(DCS)的情况下，新A-dec LED牙科手术灯仅具有与本地开关类似的控制。

如何获取更多信息？请访问a-dec.com/LED或联系您的A-dec授权经销商。

订购信息

描述	零件号
A-dec LED牙科手术灯灯头升级（白色）	28.1924.00
A-dec LED牙科手术灯灯头升级（花色）	28.1925.00

* A-dec Performer牙科手术灯和一些A-dec 300牙科手术灯可能会出现兼容性异常。有关详细信息，请咨询您的A-dec授权经销商或联系A-dec客户服务部门代表。



A-dec总部

克雷斯特维街2601号
美国俄勒冈州纽伯格，邮编：97132
电话：1.800.547.1883 美国/加拿大境内
电话：+1.503.538.7478 美国/加拿大境外
传真：+1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec澳大利亚分公司

电话：1.800.225.010 澳大利亚境内
电话：+61.(0)2.8332.4000 澳大利亚境外

A-dec中国

电话：400.600.5434 中国境内
电话：+86.571.89026088 中国境外

A-dec英国分公司

电话：0800.233285 英国境内
电话：+44.(0).24.7635.0901 英国境外

