

LED Yükseltmesi



 a|dec®

Mükemmeliyet ile Tanışın

Parlak, beyaz ve gerçek. Kullanmakta olduğunuz A-dec reflektörü yeni A-dec LED ile değiştirmek hızlı, kolay ve tümüyle zahmetsiz bir işlemdir. Halojen ampuller için gereken gücün beşte birini tüketirken elde edeceğiniz aydınlatma %25 daha iyi olacaktır.



Konforunuzu ve performansını yükseltin ve maliyetinizi düşürün.

- Renkleri en doğru şekilde görerek dokuları daha rahat teşhis edin
- 5000 K'da 94 değerindeki bir renk oluşturma indeksine sahip çarpıcı bir beyaz ışığa sahip olun
- Gölgelemeyi azaltın, gözleriniz yorulmadan kontrastı artırın
- Dental ekibinizin tamamı için ergonomi sağlayın
- Üç eksenli dönüş ve 540° derece yatay hareket ile konumlandırmanın avantajını yaşayın
- 23.000 lux polimerizasyon güvenli modu sayesinde polimerizasyon olmadan aydınlatma deneyimi yaşayın
- Enerji maliyetini %80 azaltın, hem de bir daha ampul değiştirmeye gerek kalmadan
- Hastaları konforlu biçimde, ısı ya da gürültü yaymadan tedavi edin

Yükseltme için uygun bir aday mıyım? 1993 yılından sonra üretilmiş A-dec reflektörün esnek kolu çalışır durumda ise, A-dec LED yükseltmesini gerçekleştirebilirsiniz.*

Yeni LED'im A-dec dokunmatik panelim ile uyumlu olacak mı? Evet. Veri İletişim Sistemi (DCS) kullanan A-dec dokunmatik paneller, ışığı dokunmatik panel ya da lokal anahtar ile kullanmanıza olanak tanır. A-dec Veri İletişim Sistemi (DCS) ile gücü açıp/kapatılabilir, üç yoğunluk ayarı arasından seçim yapabilir, polimerizasyon güvenli modunu seçebilir ve koltuğun ön ayarları ile otomatik açma/kapamayı destekleyebilirsiniz. Veri İletişim Sistemi (DCS) olmadan de yeni A-dec LED ışığınız benzer bir kontrole sahiptir, tek fark lokal bir anahtar kullanılmasıdır.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim? a-dec.com/LED adresini ziyaret edin veya Yetkili A-dec Satış Temsilciniz ile görüşün.

Sipariş Bilgileri

Açıklama	Parça Numarası
A-dec LED ışık başlığı yükseltmesi - beyaz	28.1924.00
A-dec LED ışık başlığı yükseltmesi - kırık beyaz	28.1925.00

* A-dec Performer Işık ve bazı A-dec 300 ışıklar için uyumluluk istisnaları vardır. Ayrıntılar için, Yetkili A-dec Satış Temsilciniz ile veya bir A-dec Müşteri Hizmetleri Temsilcisi ile görüşün.



A-dec Genel Merkezi

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Avustralya

Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61 (0)2 8332 4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

Tel: 400.600.5434 Çin içinden
Tel: +86.571.89026088 Çin dışından

A-dec Birleşik Krallık

Tel: 0800 233285 Birleşik Krallık içinden
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 Birleşik Krallık dışından