

A-dec Fußbedienung per Hebel



“

Sie kennen das Prinzip vom Tempomat in Ihrem Auto: Sobald Sie die gewünschte Geschwindigkeit gefunden haben, können Sie Ihren Fuß vom Gaspedal nehmen. Sie haben weiterhin volle Kontrolle über alle Fahrzeugfunktionen, können aber viel entspannter weiterfahren.

Sam Zemke, Senior Product Manager

”

A-dec Fußbedienung per Hebel

Eine leichte, natürliche Fußbewegung sorgt für die präzise Modulation der Motorgeschwindigkeit Ihres elektrischen Handstücks. Und sobald Sie die gewünschte Handstückgeschwindigkeit erreicht haben, können Sie Ihren Fuß auf den Boden absetzen und viel entspannter weiterarbeiten. Die neueste Fußbedienung von A-dec wurde mit leicht verständlicher Links- oder Rechtsbewegung des Hebels konzipiert. Das bedeutet, dass Sie intuitiv zwischen Nass- und Trockenbetrieb umschalten können, ohne Ihren Blick vom Patienten abwenden zu müssen.



Vorteile:

- Präzise Modulation und Steuerung der Motorgeschwindigkeit des elektrischen Handstücks
- Absetzen des Fußes während des Betriebs, um Fuß und Bein zu entspannen
- Intuitive seitliche Nass-/Trocken-Umschaltung und Taste für Spannläser/Zubehögerät halten den Fokus auf dem Patienten
- Unterstützt die ergonomische „athletische Sitzhaltung“
- Kompatibel mit den A-dec 300 und 500 Zahnarztelementen
- Gestützt durch die 5-Jahres-Garantie von A-dec

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem A-dec Händler vor Ort oder unter a-dec.com.