

NLZ[®] elektrische motor



Naadloze integratie. Beter bediening.

De NLZ elektrische motor biedt een responsievere en geschikte oplossing voor uw behandelkamer. In combinatie met het intuïtieve, krachtige scherm en programmeerbare geheugen van het A-dec[®] bedieningspaneel kunt u uw instrumentenbrug volledig integreren en uw aandacht richten waar die nodig is: op uw patiënten.

Met de NLZ op uw A-dec instrumentenbrug profiteert u van een opgeruimde behandelkamer en krijgt u alles-in-één-toegang tot het volgende:

- Controle, productiviteit en gemak verbeteren.
- Niet meer hoeven reiken en draaien.
- De instellingen naar uw voorkeur programmeren.
- Snelheid monitoren en schakelen tussen voor- en achteruit.



NLZ elektrische motor: voor hoge- en lagesnelheidstoepassingen, inclusief endodontie.



Geïntegreerde kracht en controle binnen handbereik met het A-dec bedieningspaneel.

Voelt natuurlijk aan. Uitzonderlijke bruikbaarheid.

De NLZ-motor is niet voor niets voorzien van een titanium ontwerp. Dit materiaal is 30% lichter dan roestvrij staal en duurzamer; voor een natuurlijk tastgevoel en uitzonderlijke bruikbaarheid. Bij toepassingen variërend van aanzienlijke verwijdering met hoge snelheid en precisieafwerking met lage snelheid, tot speciale functies zoals endodontie, kunt u met de NLZ-motor een grotere precisie bereiken en patiënten effectiever behandelen.

Vermoeidheid minimaliseren: het titanium ontwerp is comfortabel lichtgewicht, voor een gebalanceerde hantering.

Betere prestaties: alle mogelijke snelheden en zoveel vermogen als u maar nodig heeft.

Werken met precisie en consistentie: instellingen programmeren voor inschakelen, snelheid, koppel en draairichting.

Meer doen in minder tijd: activeer het handstuk meteen wanneer u het uit de houder neemt zodat u alleen op het scherm hoeft te kijken als dat nodig is.

Minder schoonmaken en langere levensduur van het product: De motor is borstelloos en volledig autoclaveerbaar.

Ingrepen goed verlichten: Ingebouwde verlichting van daglichtkwaliteit geeft een duidelijk zicht.



Informatie	NLZ
Toepassingen	Algemeen restauratief, tandsteenverwijdering, endodontie
A-dec-instrumentenbrug	A-dec 500 Pro/A-dec 500/A-dec 300 Pro/A-dec 300/A-dec 200
Micromotorcontroller*	NLZ BA
Micromotor en slangen	A-dec NLZ (fabriek) of NSK® NLZ (installatie op locatie)
Hoekstukcompatibiliteit	Type E
Motortype	Borstelloze micromotor
Snelheid (standaardmodus)	1000–40.000 min ⁻¹
Snelheid (modus Endo)	100–5000 min ⁻¹
Koppel (standaardmodus)	Max. 4,0 Ncm
Koppel (modus Endo)	Max. 3,0 Ncm
Gewicht	57 g (alleen micromotor)
Licht	Daglichtkwaliteit

* Een elektromotorcontroller in de A-dec instrumentenbrug is vereist. Deze wordt geconfigureerd bij de aanschaf van uw A-dec systeem.

Hoofdkwartier A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 VS

Tel.: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada

Tel.: +1.503.538.7478 buiten VS/Canada

a-dec.com

Overige locaties:

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australië

A-dec Verenigd Koninkrijk

Getoonde kleuren en producten kunnen afwijken en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met uw A-dec dealer voor de meest recente productinformatie. Alle handelsmerken in dit document vallen onder de handelsmerkrechten van A-dec, de dochterondernemingen en hun gemeenschappelijke leveranciers in de Verenigde Staten en daarbuiten.

©2024 A-dec Inc. Alle rechten voorbehouden.
85.0299.14/E-only/1-24/Rev D