

# Elektromotor NLZ<sup>®</sup>



## Bezproblémová integrace. Zdokonalené ovládání.

Elektromotor NLZ nabízí interaktivnější a výkonnější řešení pro vaši ordinaci. Při použití společně s intuitivním zobrazením na ovládacím panelu A-dec<sup>®</sup> a programovatelnou pamětí můžete plně integrovat svůj stomatologický unit a soustředit se na to nejdůležitější – na pacienta.

Díky integraci elektromotorů NLZ s vaším stomatologickým unitem A-dec získáte operační prostor bez nepořádku a také snadný přístup k následujícím výhodám:

- Snadnější ovládání, vyšší produktivita a pohodlí.
- Nebudete se muset natahovat, naklánět ani otáčet.
- Můžete naprogramovat nastavení tak, aby odpovídalo vašim prioritám.
- Můžete monitorovat rychlost a přepínat mezi režimy vpřed a vzad.



Elektromotor NLZ pro vysokorychlostní a nízkorychlostní aplikace, včetně endodoncie.



Integrované napájení a ovládání máte na dosah ruky díky ovládacímu panelu A-dec.

## Přirozené ovládání. Výjimečná použitelnost.

Titanové provedení elektromotorů NLZ má své opodstatnění. Je o 30 % lehčí a odolnější než nerezová ocel – pro přirozené ovládání a výjimečnou použitelnost. Elektromotory NLZ vám pomohou dosáhnout vyšší přesnosti a efektivnějšího ošetření pacientů, ať už je používáte k rychlé hrubé redukci, pomalejšímu přesnému dokončování, nebo specializovaným funkcím, jako je endodoncie.

**Snižte únavu:** Titanové provedení snižuje hmotnost nástroje a umožňuje vyváženou manipulaci.

**Zvyšte výkonnost:** K tomu vám dopomůže plný rychlostní rozsah s optimálním výkonem.

**Pracujte přesně a konzistentně:** Naprogramujte nastavení aktivace, rychlosti, točivého momentu a směru.

**Zvládněte více práce za kratší dobu:** Násadec se aktivuje, jakmile ho zvednete z držáku, takže můžete podle potřeby sledovat displej.

**Omezte nutnost čištění a prodlužte životnost produktů:**

Motor je bezuhlíkový a sterilizovatelný v autoklávu.

**Posvičte si na to:** Zabudované osvětlení s kvalitou denního světla vám poskytne dokonalé podmínky pro práci.



Podrobnosti	NLZ
Aplikace	Obecná restorativní péče, profylaxe, endodoncie
Stomatologický unit A-dec	A-dec 500 Pro / A-dec 500 / A-dec 300 Pro / A-dec 300 / A-dec 200
Ovladač mikromotoru*	NLZ BA
Mikromotor a hadice	A-dec NLZ (instalace při výrobě) nebo NSK® NLZ (instalace v ordinaci)
Kompatibilita s nástavcem	Typ E
Typ motoru	Bezuhlíkový mikromotor
Rychlost (standardní režim)	1 000–40 000 min <sup>-1</sup>
Rychlost (režim Endo)	100–5 000 min <sup>-1</sup>
Točivý moment (standardní režim)	Max. 4,0 Ncm
Točivý moment (režim Endo)	Max. 3,0 Ncm
Hmotnost	57 g (pouze mikromotor)
Světlo	Kvalita denního světla

\* Ovladač elektromotoru představuje požadovanou součást stomatologického unitu A-dec, která je nakonfigurována při zakoupení zařízení od společnosti A-dec.

### Sídlo společnosti A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA

**Tel.:** 1 800 547 1883 v USA a Kanadě

**Tel.:** +1 503 538 7478 mimo USA a Kanadu

**a-dec.com**

### Další sídla:

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australia

A-dec United Kingdom

Zobrazené barvy a produkty se mohou lišit a mohou být bez upozornění změněny. Nejaktuálnější informace o produktech vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti A-dec. Veškeré ochranné známky v tomto dokumentu podléhají právům k ochranným známkám společnosti A-dec, jejich přidružených společností nebo některého z jejich dodavatelů ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

©2024 A-dec Inc. Všechna práva vyhrazena.  
85.0299.11/E-only/1-24/Rev D